

BANCO DE ALTURA

Soporte Monolítico y Seguridad Antideslizante en un Solo Paso



CUMPLE CON NORMA



Descripción General

Un elemento fundamental para la accesibilidad y seguridad en el entorno médico. Nuestro banco de altura de un peldaño está diseñado para asistir a los pacientes al subir o bajar de mesas de exploración, camillas, camas de hospitalización o equipos de diagnóstico. Su diseño compacto, sumado a una construcción robusta, brinda la confianza y el soporte necesarios para personas de todas las edades y con movilidad reducida, siendo una pieza indispensable en cualquier espacio de atención a la salud.



BANCO DE ALTURA

CARACTERISTICAS

- **Superficie Antiderrapante de Alta Tracción:** El área de apoyo cuenta con un tapete de hule de uso rudo con diseño estriado (tipo diamante), que asegura un agarre firme del calzado y minimiza el riesgo de resbalones.
- **Estructura Metálica Robusta:** Ensamblado con perfil tubular cuadrado de alta resistencia, diseñado para soportar impactos y cargas elevadas sin flexionarse ni perder su forma original.
- **Estabilidad Total (Cero Deslizamientos):** Incorpora regatones de hule macizo en sus cuatro puntos de apoyo. Estos actúan como ventosas estabilizadoras que evitan que el banco se mueva accidentalmente durante su uso, además de proteger los pisos clínicos contra rayaduras.
- **Acabado Higiénico y Estético:** El marco que encapsula el tapete superior está diseñado con cortes precisos a 45 grados y un acabado liso, lo que facilita su limpieza profunda con desinfectantes de grado hospitalario y evita la acumulación de suciedad en los bordes.

Aplicaciones Recomendadas

Consultorios Médicos (junto a la mesa de exploración).

Áreas de Rayos X y Gabinetes de Diagnóstico.

Salas de Hospitalización y Terapia Intermedia.

Clínicas de Fisioterapia y Ginecología.

Respaldo y Garantía Fabricada bajo la misma exigencia de la ingeniería de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de soldadura y manufactura.



BANCO DE ALTURA

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Cubierta	fabricada en hule natural de 4 mm de espesor
	2 Estructura	Tubular fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1").
	3 Plataforma	Fabricada en lámina de acero calibre No. 20
	4 Regatones	Fabricadas en nitrilo sanitario de 25.4 x 25.5 mm /1" x 1") ubicadas en la parte inferior de las patas
Selección cromática	Hule natural y base platica	PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión
	Acero	Por punto y arco eléctrico
Dimensiones externas:		Largo 40 cms x Ancho 30 cms x Alto 16 cms
Peso:		
Capacidad de carga		150 Kgs
Tolerancias		En las dimensione generales +/- 5%
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.123.0266

