

BANCO GIRATORIO

Durabilidad industrial con un acabado estético superior



CUMPLE CON NORMA



Descripción General

Diseñado para cumplir con los más altos estándares de asepsia, resistencia y ergonomía requeridos en el sector hospitalario y de especialidad. Nuestro banco giratorio combina durabilidad industrial con un acabado estético superior, ideal para uso intensivo en quirófanos, áreas de esterilización, laboratorios y consultorios médicos. Fabricado para soportar jornadas exhaustivas y los protocolos de limpieza más agresivos sin perder su integridad estructural.

señada para ser el centro de mando del instrumentista durante intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Nuestra Mesa de Riñón Serie 304 combina una curvatura ergonómica perfecta con una superficie de trabajo ininterrumpida y aséptica. Su geometría facilita el acceso rápido y organizado a todo el instrumental estéril, reduciendo la fatiga del equipo médico y optimizando los tiempos de respuesta en el quirófano.



BANCO GIRATORIO


CARACTERISTICAS

- **Higiene Total (Diseño Aséptico):** Ensamblado con soldadura TIG de grado sanitario, pulida y pasivada. La ausencia de porosidades, bordes afilados o hendiduras evita la acumulación de agentes patógenos.
- **Durabilidad Industrial:** Estructura fabricada en su totalidad con tubo calibre 18, garantizando una capacidad de carga de hasta 150 kg sin deformaciones.
- **Ergonomía Segura:** Asiento de 30 cm de diámetro con borde embutido (redondeado) para evitar la restricción del flujo sanguíneo en las piernas del usuario durante procedimientos prolongados.
- **Mecanismo de Elevación Preciso:** Sistema de husillo de acero macizo con rosca de precisión (o pistón neumático sellado) que permite un ajuste de altura suave, continuo y seguro.

Aplicaciones Recomendadas

- Quirófanos y Salas de Cirugía.
- Consultorios de Especialidad.
- Áreas de Triage y Urgencias.
- Laboratorios Clínicos.

Respaldo y Garantía Fabricada bajo la misma exigencia de la ingeniería de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de soldadura y manufactura.



BANCO GIRATORIO



Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Asiento	Con diseño anatómico. Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre No. 14
	2 Descansa pies	De acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 15.8 mm (5/8”) de diámetro.
	3 Estructura	Fabricada de tubo de lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18 de 22 mm (7/8”) de diámetro.
	4 Regatones	Antiderrapantes
Acabados	Acero Inoxidable AISI 304	Pulido Sanitario
Sistema de ensamble	Acero Inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308” i” de 3/8”)
Dimensiones externas:		Diámetro 30 cms, altura 50 cms
Peso:		
Capacidad de carga		100 Kg
Tolerancias		En las dimensiones generales de +/- 5%
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.108.0378

