

CARRO DE CURACIONES

Estabilidad Antivuelco y Desplazamiento Clínico Ininterrumpido



CUMPLE CON NORMA



Diseñado para garantizar el suministro seguro y continuo de fluidos intravenosos y el soporte de bombas de infusión en áreas críticas. Nuestro Porta Venoclisis Serie 304 combina un mástil de acero de alta rigidez con un centro de gravedad meticulosamente calculado. Es el aliado perfecto para traslados intrahospitalarios rápidos, asegurando que el equipo médico y los fluidos del paciente se mantengan estables y seguros en todo momento.

La Diferencia Estructural La deficiencia más crítica de los portasueros comerciales es su inestabilidad: bases ligeras de plástico que se fracturan, o sistemas de fijación que se barren, provocando la caída súbita del mástil y de las soluciones. En SBM solucionamos esto mediante un chasis inferior pesado de cinco puntas (pentagonal) en acero inoxidable sólido, garantizando una geometría antivuelco perfecta. Su sistema de ajuste de altura cuenta con un mecanismo de bloqueo mecánico por fricción que soporta cargas pesadas sin ceder un solo milímetro.



CARRO DE CURACIONES

CARACTERISTICAS

- **Armadura Quirúrgica Integral:** Construcción total en acero inoxidable AISI 304 (calibre de alta especificación). Resiste el impacto del uso continuo y la corrosión por exposición a antisépticos, yodo e hipoclorito.
- **Superficies de Contención Aséptica:** Charolas superior e inferior con diseño embutido (cero esquinas vivas) y barandales perimetrales de acero macizo. Diseñadas para contener derrames accidentales de fluidos e impedir la caída de instrumental.
- **Almacenamiento de Precisión:** Cajón central (o múltiple, según configuración) integrado al chasis sin uniones visibles. Equipado con correderas telescópicas de uso pesado para una apertura total, suave y silenciosa, sin riesgo de descarrilamiento.
- **Rodamiento Hospitalario Premium:** Incorpora cuatro rodajas multidireccionales de 75 mm (3 pulgadas) de polímero termoplástico de baja fricción, con protectores perimetrales (*bumpers*) para evitar daños a la arquitectura de la clínica. Incluye sistema de freno de pedal de alta tracción.

Aplicaciones Ideales Soporte vital e infusión de fluidos en áreas de alto movimiento:

- **Terapia Intensiva (UCI) y Cuidados Intermedios**
- **Quirófanos y Salas de Recuperación**
- **Urgencias, Choque y Hospitalización General**

Respaldo y Garantía Fabricado bajo la misma exigencia de nuestra línea de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de manufactura, soldadura y fatiga del sistema de elevación.



CARRO DE CURACIONES

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción técnica	1 Cubierta	Tipo charola, fabricada de acero inoxidable calibre No. 18
	2 Estructura	Estructura: Tubo de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, de 25.4 mm (1") de diámetro.
	3 Entrepaño	Diseño tipo charola, fabricada en lámina de acero inoxidable calibre No. 18
	4 Arillo porta-cubeta y porta bandeja	Con sistema giratorio, fabricado en solera de acero inoxidable calibre No. 12 y 25.4 mm (1") de ancho.
	5 Cubeta	Capacidad de 12 litros de lámina de acero inoxidable calibre No. 20 acabado pulido sanitario.
	6 Asa	De alambcón de acero inoxidable de 6.35 mm (1/4") de diámetro
	7 Bandeja	Capacidad de 2.1 litros, de lámina de acero inoxidable calibre No. 20
	8 Rodajas	Giratorias con sistema de rodamiento embalerado y llantas de gel transparente de 101-1 mm (4") de diámetro con horquilla de acero troquelada de una sola pieza acabado cromado.
Acabados		Pulido Sanitario
Dimensiones externas:		Largo 80 cms, Ancho 50 cms, Altura 105 cms
Tolerancias		En las dimensiones generales +/- 5%
Capacidad de carga:		100 kgs
Peso:		
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.191.0862

