

CUBETA DE PATADA

Movilidad Intuitiva y Contención Biológica Segura



CUMPLE CON NORMA



Diseñada para la recolección eficiente de residuos, fluidos y material de curación durante procedimientos quirúrgicos dinámicos. Nuestra Cubeta de Patada permite un desplazamiento ágil a ras de piso mediante el contacto directo con el calzado (operación manos libres), manteniendo el ritmo del equipo médico sin comprometer la asepsia de sus manos ni del campo estéril.



CUBETA DE PATADA

CARACTERISTICAS

- **Acero Quirúrgico de Alta Resistencia:** Tanto el chasis rodante como la cubeta receptora (desmontable) están fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Resiste la corrosión por fluidos biológicos y la exposición constante a químicos de desinfección profunda.
- **Defensa Perimetral de Impacto:** Equipada con un *bumper* (anillo protector) de goma de alta densidad que absorbe los golpes, protege el calzado del cirujano y evita daños en los zoclos o paredes del quirófano.
- **Movilidad Ultrasilenciosa:** Incorpora rodajas multidireccionales de polímero clínico de baja fricción, eliminando el ruido de arrastre y protegiendo los pisos epóxicos de la sala de operaciones.
- **Acabado de Bioseguridad:** La cubeta interior cuenta con un pulido sanitario a espejo continuo que evita la adherencia de coágulos o biopelículas, permitiendo un vaciado y lavado inmediato y eficiente.

Aplicaciones Ideales Un elemento indispensable para el manejo de residuos en áreas de alta actividad clínica:

- Quirófanos Generales y de Especialidad
- Salas de Expulsión (Tococirugía)
- Áreas de Urgencias, Trauma y Choque

Respaldo y Garantía Fabricada con la misma exigencia estructural de nuestra línea de infraestructura clínica mayor. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de manufactura y soldadura.



CUBETA DE PATADA

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Cubeta	Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No 20, con soporte (orejas troqueladas) del mismo material en calibre No. 18
	2 Asa	Fabricada en alambroón de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
	3 Porta Cubeta	Arillo fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre No 12 de 38 mm (1 1/2") de espesor.
	4 Banda	para protección perimetral. Fabricada en hule sintético antiestático macizo
	5 Rodaja	de 51 mm (2") de diámetro. Fabricada en hule sintético macizo.
	6 Soporte	de 38 mm (1 1/2") de ancho. Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12
	7 Tope	fabricado en hule. Colocado en orificio a presión para garantizar una perfecta fijación.
Acabados		Acero inoxidable tipo AISI-304 Pulido Sanitario
Selección cromática		Hule sintético: PANTONE PQ-Cool Gray 2C
Sistema de ensamble		A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Tolerancias		En las dimensiones generales +/- 5%
Dimensiones externas:		Diámetro 28.5 cms, altura 29 cms, altura total 29 cms
Capacidad:		12 litros
Peso:		
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.254.0013

