

ESCALERA DE DOS PELDAÑOS

Tracción Absoluta y Soporte Estructural Sin Oscilaciones



CUMPLE CON NORMA



Descripción General

Accesorio esencial para la seguridad y comodidad del paciente. Nuestra escalera de dos peldaños está diseñada para facilitar el acceso a camas de exploración, camillas y equipos médicos. Su estructura robusta y superficie antideslizante garantizan estabilidad y confianza en cada uso, haciéndola indispensable en cualquier entorno clínico, hospitalario o consultorio de especialidad.



ESCALERA DE DOS PELDAÑOS

CARACTERISTICAS

- **Seguridad Antideslizante:** Cada peldaño cuenta con un tapete de hule estriado (tipo diamante) que proporciona una superficie de máxima tracción, reduciendo significativamente el riesgo de resbalones y caídas.
- **Estructura Sólida:** Fabricada con perfil tubular cuadrado de acero de alta resistencia, soldada de manera continua para soportar uso rudo y un peso elevado sin comprometer la estabilidad.
- **Protección al Piso:** Equipada con regatones de hule macizo en las cuatro patas, los cuales aseguran una sujeción firme al suelo y evitan rayaduras en las superficies clínicas.
- **Fácil Limpieza:** Los tapetes de hule están enmarcados y sellados dentro de la estructura, y el acabado de la estructura permite una limpieza rápida y eficaz con desinfectantes

Aplicaciones Recomendadas

Consultorios Generales y de Especialidad.

Áreas de Exploración Física.

Quirófanos y Salas de Recuperación.

Clínicas de Fisioterapia y Rehabilitación.

Respaldo y Garantía Fabricada bajo la misma exigencia de la ingeniería de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de soldadura y manufactura.



ESCALERA DE DOS PELDAÑOS

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Cubierta	Fabricada en hule natural con 4 mm de espesor, adherido con pegamento especial y el perímetro sujeto con la moldura de la vista perimetral
	2 Estructura	Tubular fabricada en lámina de acero inoxidable calibre no. 20 de 25.4 x 25.4 cms /1"x1")
	3 Plataforma	Fijo, fabricado en polipropileno de alto impacto colocado a presión
	4 Regatón	Barandal fabricado en alambIÓN de acero inoxidable, AISI 304 de 9.5 mm (3/8") de diámetro
Acabados		Acero inoxidable tipo AISI-304 Pulido Sanitario
Selección cromática		Hule natural y polipropileno: Jet Black PQ-19-0303TCX
Sistema de ensamble		A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"), con pegamento especial y el perímetro sujeto con la moldura de la vista perimetral
Dimensiones externas:		Largo 40 cms x Ancho 40 cms x Alto 33 cms
Tolerancias		En las dimensiones generales +/- 5%
Peso:		
Capacidad de carga		100 Kg
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.352.0111

