

MESA PASTEUR

Precisión Aséptica y Desplazamiento



CUMPLE CON NORMA



Mesa clínica auxiliar de grado quirúrgico, diseñada para soporte de instrumental y material estéril con desplazamiento de precisión sin vibraciones.

Diseñada para ser el soporte auxiliar definitivo en entornos quirúrgicos y clínicos de alta exigencia. La Mesa Pasteur de nuestra línea premium trasciende el diseño de mobiliario convencional, aplicando los rigurosos estándares de la ingeniería metalmecánica a la bioseguridad hospitalaria. Su estructura geométrica de planos limpios y soldadura invisible garantiza una superficie de trabajo 100% estéril, eliminando cualquier punto de retención bacteriana.

A diferencia del ensamblaje por "punteo" del mobiliario genérico, este equipo es fabricado con tecnología de soldadura TIG de penetración completa. Cada unión es desbastada y pulida a espejo a mano, logrando un chasis monolítico que soporta el trabajo continuo sin vibraciones ni deflexiones mecánicas.



MESA PASTEUR

CARACTERISTICAS

Características Técnicas y Materiales

- **Acero de Grado Médico:** Construcción íntegra en acero inoxidable AISI 304 (Calibre 18), ofreciendo máxima resistencia a la oxidación, impacto y a los protocolos de sanitización más corrosivos (glutaraldehído y amonios).
- **Acabado Sanitario:** Pulido uniforme en toda la estructura (cero esquinas vivas o estrías), facilitando una limpieza inmediata y garantizando el control de infecciones.
- **Diseño de Contención:** Charolas superior e inferior con diseño embutido y barandal perimetral de acero macizo, asegurando la contención de fluidos e instrumental médico.
- **Rodamiento Clínico:** Equipada con cuatro rodajas de 50 mm (2 pulgadas) fabricadas en polímero termoplástico ultrasilencioso de alto impacto, diseñadas para un desplazamiento fluido que protege los recubrimientos epóxicos del quirófano. (Incluye freno de bloqueo de precisión).

Aplicaciones Ideales Un equipo indispensable para el soporte de instrumentación, curaciones y manejo de material estéril en:

- Quirófanos y Salas de Expulsión
- Áreas de Urgencias y Terapia Intensiva
- Consultorios de Especialidad y Clínicas de Cirugía Ambulatoria



MESA PASTEUR

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Barandal	de alambión de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro
	2 Cubierta	de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20
	3 Entrepañó	de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20
	4	Tubo de lámina de acero rolado en frío , calibre No. 18 25.4 mm (1") de diámetro
	5 Travesaños	Travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro, ambos de lámina de acero inoxidable AISI 304.
Dimensiones externas:		Largo 60 cms x Ancho 50 cms x Alto 100 cms
Peso:		
Capacidad de carga		
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.621.2826

