

MESA DE RIÑÓN

Organización Quirúrgica de Máxima Capacidad y Resistencia Estructural



CUMPLE CON NORMA



Diseñada para ser el centro de mando del instrumentista durante intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Nuestra Mesa de Riñón Serie 304 combina una curvatura ergonómica perfecta con una superficie de trabajo ininterrumpida y aséptica. Su geometría facilita el acceso rápido y organizado a todo el instrumental estéril, reduciendo la fatiga del equipo médico y optimizando los tiempos de respuesta en el quirófano.



MESA DE RIÑÓN

CARACTERÍSTICAS

- **Acero de Grado Médico Extremo:** Cubierta superior e inferior fabricadas en lámina de acero inoxidable AISI 304 de alto calibre. Su rigidez mecánica previene abolladuras por el impacto constante de contenedores metálicos.
- **Geometría Aséptica:** Perímetro con barandal de protección macizo soldado de forma continua. El acabado de pulido sanitario a espejo elimina estrías y porosidades, asegurando una desinfección rápida y efectiva frente a biopelículas.
- **Refuerzo de Carga:** Estructura de soporte reforzada que evita deflexiones en el centro de la mesa, garantizando un plano de trabajo siempre nivelado, incluso bajo el estrés de cirugías de trauma u ortopedia.
- **Rodamiento de Alta Tracción:** Equipada con cuatro o seis rodajas (según la longitud del equipo) multidireccionales de polímero clínico ultrasilencioso. Incluyen sistema de freno individual para una fijación estática y segura sobre cualquier recubrimiento epóxico.

Aplicaciones Ideales El soporte principal de instrumentación para procedimientos que requieren un amplio despliegue de material estéril:

- Quirófanos de Alta Especialidad (Ortopedia, Cardiovascular, Neurología)
- Salas de Cirugía General y Ambulatoria
- Áreas de Tococirugía y Partos

Respaldo y Garantía Fabricada bajo la misma exigencia de la ingeniería de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de soldadura y manufactura.



MESA DE RIÑÓN

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Estructura	fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con sección cuadrada de 2,54 cm ("1x1")
	2 Cubierta	de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20, con estructura perimetral y refuerzos intermedios bajo cubierta.
	3 Rodajas	giratorias de 75 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de alta resistencia
	4 Barandal	fabricado en alambroón de acero inoxidable, AISI 304 de 9.5 mm (3/8") de diámetro
Acabados		Pulido P3
Sistema de ensamble		A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Capacidad de carga		100 Kg
Dimensiones externas:		Largo 147 cms x Ancho 65 cms x Alto 100 cms
Tolerancias		En las dimensiones generales +/- 5%
Peso:		
Capacidad de carga		100 Kg
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.621.2865

