

PORTA LEBRILLOS

ASEPSIA Y SOPORTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS



CUMPLE CON NORMA



El porta lebrillos fue diseñado para la contención de Líquidos Estériles: Se utiliza para almacenar agua estéril o solución salina fisiológica que el cirujano o el instrumentista necesitan tener a la mano durante la operación para el lavado e Irrigación de Instrumental: Permite al instrumentista enjuagar rápidamente las herramientas quirúrgicas para retirar el exceso de sangre o residuos de tejido antes de volver a utilizarlos en el paciente.

Humectación de Gasas y Compresas: Se usa para remojar compresas o gasas grandes en solución salina templada antes de introducirlas en las cavidades corporales del paciente. Limpieza de Guantes: Los cirujanos lo utilizan para enjuagar rápidamente sus guantes estériles durante procedimientos prolongados para mantener la visibilidad y el tacto limpios.

El porta lebrillos cumple con requisitos de ingeniería muy específicos:

Base Anti-vuelco: Al cargar fluidos pesados en la parte superior, el centro de gravedad está perfectamente calculado en una base de 4 patas para evitar cualquier riesgo de que se voltee si alguien lo tropieza en la sala.

Rodamiento Ultrasilencioso: permite moverlo de posición de manera suave, rápida y sin ruidos que distraigan al equipo médico.

Pulido Sanitario: El porta lebrillos por tener piezas móviles presenta áreas de fricción metal-metal su pulido espejo continuo previene que el roce raye el acero y cree microranuras donde puedan alojarse bacterias o humedad estancada.



PORTA LEBRILLOS

CARACTERISTICAS

- **Acero Quirúrgico de Alta Especificación:** Chasis tubular, aro de soporte y lebrillo(s) desmontable(s) fabricados en su totalidad con acero inoxidable AISI 304, garantizando inmunidad a la corrosión por soluciones salinas e hipoclorito.
- **Base de Gravedad Calculada:** Estructura inferior de apoyo ancho (diseño en "H" o estrella, según el modelo) con el centro de gravedad optimizado para prevenir basculaciones y volcaduras, incluso a máxima capacidad de carga líquida.
- **Aro de Soporte Continuo:** Diseño sin costuras ni uniones visibles (seamless). Protege la integridad del tazón de acero y facilita una desinfección inmediata.
- **Rodamiento de Precisión:** Equipado con rodajas multidireccionales de polímero clínico de grado hospitalario (50 mm), permitiendo un desplazamiento ultrasilencioso y suave que no interrumpe la concentración en el quirófano. Incluye sistema de frenado

Aplicaciones Ideales El soporte indispensable para la asepsia e irrigación en:

- Quirófanos Generales y de Alta Especialidad
- Salas de Expulsión (Tococirugía) y Procedimientos Urológicos
- Áreas de Urgencias, Trauma y Choque

Respaldo y Garantía Fabricado bajo la misma exigencia de nuestra línea de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de manufactura, soldadura y desgaste prematuro del aro de soporte.



PORTA LEBRILLOS

Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción técnica	1 Bandejas	fabricadas de acero inoxidable calibre No. 20
	2 Estructura	De Tubo de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, de 25.4 mm (1") de diámetro.
	3 Rodajas	De gel transparente de 50.8 mm (2") con horquilla de acero acromado
	4 Refuerzos	De barra maciza de acero inoxidable de 9.52 mm (3/8") de diámetro.
	5 Solera	De 3.17 mm x 25.4 mm (1/8" x 1") de acero inoxidable.
Acabados		Pulido Sanitario
Dimensiones externas:		Largo 65 cms, Ancho 30 cms, Altura 85 cms
Tolerancias		En las dimensiones generales +/- 5%
Capacidad de carga:		50 kgs
Peso:		
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Código de producto		513.731.0339

